

PRÓTESE

Perfeição EM PRÓTESE




GOLGRAN Millennium

ALICATE

Baad 45° Meia Lua
(53-2)




Ponta Aguda (53-5)



Baad 90° Meia Lua
(53-3)




Ponta Aguda (53-6)



Baad Meia Lua Reto
(53-1)



Ponta Aguda (53-4)



VOCÊ SABIA?

Os alicates de Baad ajudam o profissional a sacar as bandas e coroas.

Estão disponíveis em 6 modelos diferentes, com variação de ângulos e desenho de ponta ativa, confira ao lado!

SAIBA MAIS
 /GOLGRAN

ESCULPIDOR GOLGRAN


Lecron nº 5
(79-1)



Lecron D
(79-2)



Lecron Hilyn
(79-3)



ESCULPIDOR GOLGRAN

Lecron Mini
(79-5)



Lecron Zalle
(79-4)



PK Thomas (Jogo com 5 peças)
(100-6)



n° 1
(100-1)



n° 2
(100-2)



n° 3
(100-3)



n° 4
(100-4)



n° 5
(100-5)

VOCÊ SABIA?

Disponibilizamos os Lecrons com pontas ativas agudas e lâminas menores facilitando o trabalho em cera em regiões interproximais.

SAIBA MAIS
 /GOLGRAN

ESCULPIDOR MILLENNIUM

Lecron n° 5
(79-6)



PK Thomas n° 2
(100-7)



ESPÁTULA

Para Gesso
(97-1)



Roach
(96-18)



Cerâmica Almore Azul
(98-2)



Cerâmica Almore Dourada
(98-3)



Cerâmica Almore Verde
(98-1)



ESPECÍMETRO

Castroviejo
(99-4)



Iwanson
(99-1)



FACA

Para Gesso
(193-1)



LAMPARINA

Inox
(110-1)



PIN VICE

(104-1)



VOCÊ SABIA?

O Pin Vice foi desenvolvido para travar tanto o análogo de implante como o provisório para facilitar o polimento e acabamento.

SAIBA MAIS
f /GOLGRAN

PINÇA

Muller para Carbono
(167-1)



PLACA DE VIDRO

6 mm (209-1)



10 mm (209-2)



Lisa (Polida)

15 mm (209-3)



POTE

Dappen Silicone



149-7 149-8 149-9 149-10 149-11 149-12 149-13 149-14 149-15 149-16 149-17

Dappen Vidro
(149-2)



Paladon Vidro
(149-4)



VOCÊ SABIA?

O Pote Dappen é utilizado para diversas finalidades como manipular a resina acrílica, aplicação de fluor, adesivo e outros materiais.

Possui um lado maior e outro menor, dando ao profissional a opção da quantidade de produto a ser manipulado.

SAIBA MAIS
f /GOLGRAN

SACA PRÓTESE

Com 3 Pontas
(148-1)



Com 5 Pontas
(148-2)



Semi Automático
(148-3)



VOCE SABIA?

Buscando facilitar ainda mais as atividades do profissional, a Golgran desenvolveu um Saca prótese Semi Automático com 3 pontas opcionais e com regulagem de intensidade.

SAIBA MAIS
f /GOLGRAN

TESOURA OURO

Reta
145-52)



Curva (145-51)

