

**RECIPIENTE**

# **Durabilidade EM RECIPIENTE**




**GOLGRAN Millennium**

# RECIPIENTE

## BANDEJA

**12 divisórias**  
22x17x1,5 cm (87-3)



**6 divisórias**  
22x9x1,5 cm (87-2)



**Lisa**  
22x9x1,5 cm (87-1)  
22x12x1,5 cm (87-4)



**Lisa**  
30x20x4 cm (87-7)



## BROQUEIRO

**Cores Disponíveis**



**CA 15 furos**  
(59-82)



**CA 24 furos**  
(59-89)



**FG 15 furos**  
(59-17)



**FG 21 furos**  
(59-27)



**FG 24 furos**  
(59-30)



**Misto (CA e FG) 21 furos**  
(59-35)



# RECIPIENTE

## BROQUEIRO

**Misto (CA e FG) 24 furos**  
(59-48)



**Misto (CA e FG) 60 furos**  
(59-53)



**Cores Disponíveis**



**Misto (CA e FG) 78 furos**  
(59-56)



**PM Peça de Mão**  
(59-93)



**Tamborel**  
(59-71)



**Endobox**  
(59-63)



## CUBA

**Redonda**

8 cm (229-1)

10,5x4,5 cm (229-4)



## CUBA

### Rim

26x12 cm (186-2)



## VOCÊ SABIA?

Nossos estojos são confeccionados com cantos arredondados e sem soldas, proporcionando melhor higienização do produto e controle da biosegurança.

SAIBA MAIS  
f /GOLGRAN


## ESTOJO LISO

6x3,5x3,5 cm (88-19)  
18x6x3 cm (88-14)  
18x7x2 cm (88-7)  
18x8x3 cm (88-5)

20x10x5 cm (88-1)  
26x12x6 cm (88-3)  
28x14x6 cm (88-4)



## ESTOJO PERFURADO



6x3,5x3,5 cm (88-20)  
12x5x2 cm (88-17)

para 30 brocas (88-27)

18x4x3 cm (88-29)  
18x7x2 cm (88-8)  
18x8x3 cm (88-6)  
18x8x5 cm (88-15)

20x10x5 cm (88-2)  
26x12x6 cm (88-12)  
28x14x6 cm (88-23)  
33x16x8 cm (88-28)

# RECIPIENTE


## ESTOJO PERFURADO COM TRAVA

26x12x6 cm (88-25)  
28x14x6 cm (88-24)




## ESTOJO PARA ENDO LISO


8 divisórias 12x5x2 cm (88-26)  
108 furos 18x8x5 cm (88-16)



## ESTOJO PARA ENDO PERFURADO



72 furos 20x10x5 cm (88-33)



24 furos 7x6x5 cm (88-31)




## VOCÊ SABIA?

A nova tendência de Estojos em inox é a trava de segurança, pois com as travas laterais não há nenhum risco do estojo abrir e derrubar os instrumentos. Esta solução se mostrou 100% eficaz mesmo para estojos grandes que suportam material mais pesado, como o de cirurgia.


SAIBA MAIS  
 /GOLGRAN

# RECIPIENTE

## ESTOJO PARA ENDO PERFURADO



**19 divisórias**  
22,5x10,5x3 (88-32)



**8 divisórias**  
12x5x2 cm (88-18)


## VOCE SABIA?

Os Estojos para Periodontia foram desenvolvidos para proteger os instrumentos delicados e afiados como as Curetas periodontais. Sua trava interna fixa os instrumentos evitando o atrito entre eles e portanto evitando o desgaste da afiação dos mesmos.

## ESTOJO PARA PERIO



**para 14 instrumentos** 19x13,5x2,5 cm (88-22)  
**para 9 instrumentos** 20x10x3 cm (88-21)



## TAMBOR



**1350 ml**  
12x12 cm (93-3)

## PORTA ALGODÃO



**Limpo com Mola**  
8x10 cm (93-1)



**Servido**  
8x10 cm (93-2)

**GOLGRAN**